



Avaco

Podtlaková terapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-UV-AST-VCWH
manuální režim	✓
nezávislé terapeutické kanály	1

Podtlaková terapie

provozní režimy: kontinuální, pulzní, střídatý pulzní, synchronizovaný s proudem, pulzní se zvýšeným podtlakem	✓
dva dva nezávislé okruhy (snadná obsluha v režimu s jedním okruhem)	✓
samočisticí elektrody	✓
možnost regulace podtlaku	✓
kontrola pracovních parametrů během postupu	✓
indikátor naplnění nádrže	✓
speciální režim pro vypouštění kapaliny z nádrže	✓
nezávislé zásuvky pro aplikaci elektroterapeutických elektrod	✓

Technické parametry vakuové terapie

frekvence pulsu vakuové vlny	6, 12, 20, 40, 60 imp/min
podtlak	maks 500 mbar/hPa
rozsah nastavení podtlaku	100 - 500 mbar, step 40 mbar
počet samočisticích elektrod	4

Obecné technické parametry

rozměry	30 x 26 x 12 cm
hmotnost přístroje	3,5 kg
síťové napájení, spotřeba energie	230 V, 50 Hz, 20 W, 40 VA