



Ultrazvuková hlavice-GS-1cm2 / 1MHz & 3,5 MHz

Ultrazvuková terapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AS-AST-GS1WH
voděodolné hlavice	✓
kontinuální / pulzní emise	✓
kontrola přítomnosti žela hlavice (měřena efektivní doba léčby)	✓
kalibrace citlivosti hlavice podle potřeby	✓

Technické parametry ultrazvuková terapie

pracovní frekvence	1 i 3,5 Mhz
efektivní radiální plocha	1 cm ²

Obecné technické parametry

rozměry příslušenství bez připojovacího kabelu	5,5 x 3,7 x 18,4 cm
hmotnost	0,8 kg

Spolupracuje s

Sonaris S	✓
PHG 200A	✓
PHG 300A	✓
PHG 601C	✓
PHG 701C	✓
PHG 701I	✓