



# Laserová bodová sonda R 80mW / 660nm

Biostimulační laseroterapie



## Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AL-AST-80RDV3
kontrolka signalizace provozu	✓
světlovodné koncovky pro akupunkturu a pro ORL aplikace	✓

## Technické parametry laseroterapie

vlnová délka	660 nm
maximální výkon	80 mW

## Obecné technické parametry

rozměry příslušenství bez připojovacího kabelu	Ø 1,95 x 16,3 cm
hmotnost	0,5 kg

## Spolupracuje s

Polaris 2	✓
Etius LM	✓
Etius ULM	✓
Polaris HP S	✓
Polaris HP M	✓
PHG 400C	✓
PHG 500I	✓
PHG 601C	✓
PHG 701C	✓
PHG 701I	✓
PhysioGo.Lite LASER	✓