



Bodová sonda 400mW / 808 nm

Biostimulační laseroterapie



Užitkové vlastnosti

| | |
|---|------------------|
| kód produktu | A-AL-AST-400IRV3 |
| kontrolka signalizace provozu | ✓ |
| světlovodné koncovky pro akupunkturu a pro ORL aplikace | ✓ |

Technické parametry laseroterapie

| | |
|-----------------|--------|
| vlnová délka | 808 nm |
| maximální výkon | 400 mW |

Obecné technické parametry

| | |
|--|------------------|
| rozměry při sloučenství bez připojovacího kabelu | Ø 1,95 x 16,3 cm |
| hmotnost | 0,5 kg |

Spolupracuje s

| | |
|---------------------|---|
| Polaris 2 | ✓ |
| Etius LM | ✓ |
| Etius ULM | ✓ |
| Polaris HP S | ✓ |
| Polaris HP M | ✓ |
| PHG 400C | ✓ |
| PHG 500I | ✓ |
| PHG 601C | ✓ |
| PHG 701C | ✓ |
| PHG 701I | ✓ |
| PhysioGo.Lite LASER | ✓ |