



Sprchový aplikátor CL 1800

Biostimulační laseroterapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AL-AST-CL1800WH
kontrolka signalizace provozu	✓
možnost volby různých provozních režimů: cluster R 5 x 40 mW, cluster IR 4 x 400 mW, cluster R+IR 5 x 40 mW + 4 x 400 mW	✓

Technické parametry laseroterapie

vlnová délka	4x 808 nm a 5x 660 nm
maximální výkon	4x 400 mW a 5x 40 mW

Obecné technické parametry

rozměry přislušenství bez připojovacího kabelu	6,2 x 6,8 x 22,5 cm
hmotnost	0.5 kg

Spolupracuje s

Polaris 2	✓
Etius LM	✓
Etius ULM	✓
Polaris HP S	✓
Polaris HP M	✓
PHG 400C	✓
PHG 500I	✓
PHG 601C	✓
PHG 701C	✓
PHG 701I	✓
PhysioGo.Lite LASER	✓