



Laserový aplikátor PM2-SK2 R-IR 100/450mW

Biostimulační laseroterapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AL-ASTSK450V2WH
kontrolka signalizace provozu	✓
vysoký výkon zdroj? zá?ení m??ený na výstupu	✓
t?i režimy oza?ování ošet?ovacího pole ve skenovacích aplikátorech	✓
automatický výpo?et ?asu vzhledem k parametr?m léčby - dávka, výkon, pln?ní, ošet?ovaná plocha	✓
pojezdový systém s brzdami	✓
police na ovlada? a brýle	✓

Technické parametry laseroterapie

vlnová délka	808 nm a 660 nm
maximální výkon	450 mW a 100 mW

Obecné technické parametry

rozm?ry p?íslušenství bez p?ipojovacího kabelu	15,0 x 7,0 x 12,2 cm
plocha zaujímaná základnou stativu	69,0 x 69,0 cm
nastavení výšky ramene	60,0 – 140,0 cm
úhel regulace oto?ení skeneru	-90° – +90°
hmotnost	1 kg
hmotnost se stativem	12,5 kg

Spolupracuje s

Polaris 2	✓
Etius LM	✓
Etius ULM	✓
Polaris HP S	✓
Polaris HP M	✓
PHG 400C	✓
PHG 500I	✓
PHG 601C	✓
PHG 701C	✓
PHG 701I	✓
PhysioGo.Lite LASER	✓