



Plochý aplikátor magnetického pole typu CPE2

Magnetoterapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AG-AST-CPE2WH
práce s plochým aplikátorem CPE1 (CPE2 nefunguje samostatně?)	✓
pohodlné a pevné aplikátor? pomocí pás? na suchý zip	✓

Technické parametry magnetoterapie

maximální indukce magnetického pole 10 mT

Obecné technické parametry

rozměry příslušenství bez připojovacího kabelu	10,0 x 5,5 x 15,0 cm
hmotnost	1,2 kg

Spolupracuje s

Etius LM	✓
Etius ULM	✓
PHG 500I	✓
PHG 701I	✓