



# Aplikátor cívkový CS75

Magnetoterapie



## Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AG-AST-CS75A
vizuální indikátor přítomnosti pole ve formě iluminátoru	✓
senzorický ukazatel aktivity magnetického pole v podobě magnetických pásů	✓

## Technické parametry magnetoterapie

maximální jmenovitá indukce v geometrickém středu aplikátoru:	3 mT
maximální jmenovitá indukce na středě aplikátoru	4,5 mT
maximální hodnota indukční změny	9 mT

## Obecné technické parametry

rozměry příslušenství bez připojovacího kabelu	Ø 83,2 x 24,2 cm
hmotnost	18 kg (Al) / 25 kg (Cu)

## Spolupracuje s

PMG 827	✓
---------	---