



Aplikátor cívkový CS60

Magnetoterapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AG-AST-CS60A
vizuální indikátor přítomnosti pole ve formě iluminátoru	✓
senzorický ukazatel aktivity magnetického pole v podobě magnetických pásů	✓

Technické parametry magnetoterapie

maximální jmenovitá indukce v geometrickém středu aplikátoru:	4 mT
maximální jmenovitá indukce na středě aplikátoru	6 mT
maximální hodnota indukční změny	12 mT

Obecné technické parametry

rozměry příslušenství bez připojovacího kabelu	Ø 68,2 x 24,2 cm
hmotnost	16 kg (Al) / 22 kg (Cu)

Spolupracuje s

PMG 815	✓
PMG 825	✓
PMG 827	✓