



Aplikátor cívkový CS35

Magnetoterapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AG-AST-CS35A
vizuální indikátor přítomnosti pole ve formě iluminátoru	✓
senzorický ukazatel aktivity magnetického pole v podobě magnetických pásů	✓
integrovaný podhlavník v místě aplikace	✓

Technické parametry magnetoterapie

maximální jmenovitá indukce v geometrickém středu aplikátoru:	10 mT
maximální jmenovitá indukce na středě aplikátoru	12 mT
maximální hodnota indukční změny	24 mT

Obecné technické parametry

rozměry při sloužení bez připojovacího kabelu	44,1 x 32,2 x 45,7 cm
hmotnost	15 kg (Al) / 22 kg (Cu)

Spolupracuje s

PMG 815	✓
PMG 825	✓
PMG 827	✓