



Plochý aplikátor CPEP

Magnetoterapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AG-AST-CPEP
pohodlné a pevné aplikátor pomocí pásů na suchý zip	✓
senzorní ukazatel aktivity magnetického pole v podobě magnetických pásů	✓

Technické parametry magnetoterapie

maximální jmenovitá indukce v geometrickém středu aplikátoru:	25 mT
maximální jmenovitá indukce na straně aplikátoru	50 mT
maximální hodnota indukční změny	100 mT

Obecné technické parametry

rozměry příslušenství bez připojovacího kabelu	10,0 x 5,5 x 15,0 cm
hmotnost	2,2 kg

Spolupracuje s

PMG 825	✓
PMG 827	✓