



# Stolek Versa X

Biostimulační laseroterapie  
 Elektroterapie  
 Magnetoterapie  
 Rázová vlna  
 Ultrazvuková terapie  
 Vysokovýkonná laseroterapie



## Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AM-AST-VSX
kompatibilita s přístroji / zařízeními značky ASTAR	✓
pojezdový systém s brzdami	✓
nastavení výšky polic (druhé, třetí a pro aplikátory CPEP)	✓

## Obecné technické parametry

nosnost horní police	max 10 kg
celková nosnost spodní police (včetně zásuvky a jejího obsahu)	max 7 kg
rozsah nastavení spodní police	approx. 50 cm
vnější rozměry horní police (šířka x délka)	58,0 x 39,0 cm
užitné rozměry horní police (šířka x délka)	39,5 x 35,0 cm
vnější rozměry spodní police (šířka x délka)	40,0 x 26,0 cm
vnější rozměry zásuvky (šířka x délka x výška)	39,0 x 33,0 x 9,0 cm
užitné rozměry zásuvky (šířka x délka x výška)	28,5 x 18,5 x 8,0 cm
rozměry stolku (šířka x délka x výška)	58,0 x 49,0 x 89,0 cm
hmotnost	23 kg

## Určeno pro

Sonaris M	✓
Sonaris S	✓
Polaris 2	✓
Etius U	✓
Etius LM	✓
Etius ULM	✓
Polaris HP S	✓
Polaris HP M	✓
Impactis M	✓
Impactis M+	✓

PHG 100A	✓
PHG 200A	✓
PHG 300A	✓
PHG 400C	✓
PHG 500I	✓
PHG 601C	✓
PHG 701C	✓
PHG 701I	✓
PhysioGo.Lite LASER	✓