



Lehátko pro magnetoterapie

Magnetoterapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-AG-AST-LE-CS
kompatibilita s přístroji / zařízeními značky ASTAR	✓
nastavení výšky polic (druhé, třetí a pro aplikátory CPEP)	✓
vyměnitelná opěrka hlavy	✓

Obecné technické parametry

nosnost lehátka	až 135 kg
nosnost police pro přístroj	max 8 kg
nosnost police pro aplikátory CPEP	max 3 kg
rozměry police pro přístroj	37,0 x 36,0 cm
rozměry police pro aplikátory CPEP	31,0 x 20,0 cm
rozměry lehátka	214,2 x 53,2 x 118,3 cm
hmotnost	47 kg

Určeno pro

PMG 815	✓
PMG 825	✓
PMG 827	✓
aplikátor CS75	✓
aplikátor CS60	✓