



Lumina

Fototerapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-UO-A-AST-LUMINAV5PS
manuální režim	✓
nezavislé terapeutické kanály	1

Fototerapie

nastavitelný jas	✓
zobrazení jasu nebo doby aplikace	✓
jednoduchá aplikace filtrů - červeného a modrého	✓
ochranná síť filtru	✓
pojízdný stativ (4 otáčková kolečka)	✓
stolní podstavec / základna	✓
nastavitelná výška stativu	✓
nastavení stupně naklonění tubusu lampy	✓
nucené chlazení tubusu	✓

Technické parametry fototerapie

intenzita jasu žárovky	10 - 99%
maximální výkon žárovky	375 W
spotřeba energie	max 450 W
doba trvání procedury	1 - 30 minut

Obecné technické parametry

výška zařízení	min. 1,2 m, max 1,9 m
rozměry stolního podstavce (ŠxH)	max 0,5 x 0,6 m
rozměry stolního stojanu bez lampy (š x h x v)	30,0 x 31,5 x 6,0 cm
rozměry stolního podstavce	30,0 x 39,0 x 41,0 cm
hmotnost stolního podstavce s lampou	13,7 kg
weight of table stand with lamp	5,5 kg
síťové napájení , spotřeba energie	230 V, 50/60 Hz, 450 W