



PhysioGo 200A

Ultrazvuková terapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-US-AST-PHG200A
barevný displej s dotykovým panelem	7"
nezavislé terapeutické kanály	1
manuální režim	✓
volba entitit nemoci podle názvu nebo oboru	✓
databáze vestavěných léčebných programů	✓
databáze uživatelských programů	✓
oblíbené programy	✓
možnost editování názvů programů a uživatelských sekvencí	✓
encyklopedie s popisem metodiky postupu	✓
statistiky provedených procedur	✓
nastavení hlasitosti buzáku	✓

Ultrazvuková terapie

voděodolné hlavice	✓
kontinuální / pulzní emise	✓
kontrola přítomnosti žela hlavice (může být efektivní doba léčby)	✓
kalibrace citlivosti hlavice podle potřeby	✓

Vestavěné léčebné programy

přednastavené léčebné programy pro ultrazvukovou terapii	58
uživatelské programy	50
oblíbené programy	✓

Technické parametry ultrazvuková terapie

pracovní frekvence	1 & 3,5 MHz
efektivní radiální plocha	1 cm ² , 4 cm ²
maximální intenzita ultrazvukové vlny	2/3 W/cm ²
frekvence v pulzním režimu	16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
kapacita výkonu v pulzním režimu	5 - 75 %, krok 5%
časová ošetření	30 s - 30 minut

Obecné technické parametry

rozměry

34 x 28 x 11-16

hmotnost p?ístroje	6 kg
typ akumulátoru	Li-Ion
kapacita akumulátoru	2250 mAh
síťové napájení , spotřeba energie	230 V, 50/60 Hz, 75 W, 90 VA