



PhysioMG 825

Magnetoterapie



Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-UG-AST-PMG825
barevný displej s dotykovým panelem	5"
nezavislé terapeutické kanály	2
manuální režim	✓
volba entitit nemoci podle názvu nebo oboru	✓
databáze vestavěných léčebných programů	✓
databáze uživatelských programů	✓
databáze uživatelských sekvencí	✓
oblíbené programy	✓
možnost editace názvy programů a uživatelské sekvence	✓
encyklopedie s popisem metodiky postupu	✓
statistiky provedených procedur	✓
nastavení hlasitosti buzáku	✓

Magnetoterapie

kontinuální a pulzní emise	✓
tvar pole: modifikovaný obdélníkový, trojúhelníkový, sinusoidální, impulzový, poloobdélníkový modifikovaný poloviční trojúhelník, poloviční sinus, poloviční trojúhelník, poloviční impulzový	✓
volitelná práce s jedním nebo dvěma plochými aplikátory CPEP	✓
pohodlné pevné aplikátory pomocí pásů na suchý zip	✓
procedury v duálním režimu	✓
vizuální indikátor přítomnosti pole ve formě iluminátoru	✓
senzorický ukazatel aktivity magnetického pole v podobě magnetických pásů	✓
nastavení frekvence a rozsahu magnetického pole s přesností 0,01 Hz pomocí klávesnice na obrazovce	✓
nastavení doby léčby s přesností na 1 s pomocí klávesnice na obrazovce	✓

Vestavěné léčebné programy

vestavěné léčebné programy, včetně:	213
programy CS60	50
programy CS35	28
programy CP	46
programy CPEP	45
programy Duálního režimu	44
uživatelské programy	50
oblíbené programy	✓

Přednastavené sekvence léčebné

uživatelské sekvence	10
----------------------	----

Technické parametry magnetoterapie

pracovní frekvence	2 - 140 Hz	rozměry	34 x 28 x 11 cm
maximální jmenovitá indukce v geometrickém středu aplikátoru:		hmotnost přístroje	7 kg
aplikátor CS60	4 mT	síťové napájení , spotřeba energie	230 V, 50/60 Hz, 350 VA
aplikátor CS35	10 mT		
aplikátor CP	3 mT		
aplikátor CPEP	25 mT		
maximální jmenovitá indukce na střed aplikátoru			
aplikátor CS60	6 mT		
aplikátor CS35	12 mT		
aplikátor CP	12,5 mT		
aplikátor CPEP	50 mT		
maximální hodnota indukční změny			
aplikátor CS60	12 mT		
aplikátor CS35	24 mT		
aplikátor CP	25 mT		
aplikátor CPEP	100 mT		
parametry přerušovaného režimu	pulz 1 s / přestávka 0,5 - 8 s		
frekvenční spektrum	0 – 50 Hz		
časová ošetření	30 s - 60 minut		