



# Sonaris S

Ultrazvuková terapie



## Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-US-AST-SMSWH
velký, ?itelný displej s podporou grafického režimu	✓
nezavislé terapeutické kanály	1
manuální režim	✓
volba entitit nemoci podle názvu	✓
databáze vestav?ných lé?ebných program?	✓
databáze uživatelských program?	✓
možnost editování názv program? a uživatelských sekvencí	✓

## Vestav?né lé?ebné programy

p?ednastavené lé?ebné programy pro ultrazvukovou terapii	52
uživatelské programy	10

## Ultrazvuková terapie

vod?odolné hlavice	✓
kontinuální / pulzní emise	✓
kontrola p?ilnavosti ?ela hlavice (m??ena efektivní doba lé?by)	✓
kalibrace citlivosti hlavice podle pot?eby	✓

## Technické parametry ultrazvuková terapie

pracovní frekvence	1 & 3,5 MHz
efektivní radia?ní plocha	1 cm <sup>2</sup> , 4 cm <sup>2</sup>
maximální intenzita ultrazvukové vlny	2,5 W/cm <sup>2</sup>
frekvence v pulzním režimu	16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
kapacita výkonu v pulzním režimu	10%, 25%, 50%, 75%
?asova? ošet?ení	1 - 30 minut

## Obecné technické parametry

rozm?ry	30 x 23 x 11cm
hmotnost p?ístroje	2,5 kg
sí?ové napájení , spot?eba energie	230 V, 50/60 Hz, 75 W, 90 VA