



Versa XUVC

Stolek

Užitkové vlastnosti

kód produktu	A-UI-AST-XUVC55
počet hodin provozu zářivky	✓
kompatibilita s přístroji / zařízeními značky ASTAR	✓
pojezdový systém s brzdami	✓
nastavení výšky polic (druhé či třetí)	✓

Záření UV-C

vlnová délka	253,7 nm
životnost	do 9000 h
výkon ventilátoru	110 m³/h
výkon zářivky	55 W
dezinfikovaný objem	22,5 - 45 m³
typ záření	UV-C

Technické parametry

třída ochrany elektrických spotřebičů	I
klasifikace IEC 62471	neriziková skupina spotřebičů
stupeň ochrany zajišťovaný krytem	IP20
provozní režim	zařízení vhodné k nepřetržitému provozu

Obecné technické parametry

napájení, spotřeba energie	230 V, 50/60 Hz, 90 W
maximální zátěž zásuvek	2 300 W (při 10 A)
nosnost horní police	max. 10 kg
celková nosnost spodní police (včetně zásuvky a jejího obsahu)	max. 7 kg
rozsah nastavení spodní police	přibližně 50 cm
vnější rozměry horní police (šířka x délka)	58,0 x 39,0 cm
užitné rozměry horní police (šířka x délka)	39,5 x 35,0 cm
vnější rozměry spodní police (šířka x délka)	40,0 x 26,0 cm
vnější rozměry zásuvky (šířka x délka x výška)	39,0 x 33,0 x 9,0 cm
užitné rozměry zásuvky (šířka x délka x výška)	28,5 x 18,5 x 8,0 cm
rozměry stolku (šířka x délka x výška)	58,0 x 49,0 x 89,0 cm
hmotnost stolku s přetovarovací lampou	25 kg

Určeno pro

Sonaris M	✓
Sonaris S	✓

Polaris 2	✓
Etius	✓
Etius U	✓
Etius LM	✓
Etius ULM	✓
Polaris HP S	✓
Polaris HP M	✓
Impactis M	✓
Impactis M+	✓
PHG 100A	✓
PHG 200A	✓
PHG 300A	✓
PHG 400C	✓
PHG 500I	✓
PHG 601C	✓
PHG 701C	✓
PHG 701I	✓
PhysioGo.Lite LASER	✓
PhysioGo.Lite SONO	✓
PhysioGo.Lite ELECTRO	✓