



Avaco

Terapia al vacío



Característica

código de producto	A-UV-AST-VCWH
modo manual	✓
canales de tratamiento independientes	1

Terapia al vacío

modos de operación: continuo, de pulso, de pulso alternado, sincronizado con la corriente, de pulso con la presión negativa inferior aumentada	✓
dos circuitos de operación independiente (operación fácil en modo de un sólo circuito)	✓
ventosas con autosellado	✓
posibilidad de regulación de la presión negativa	✓
control de parámetros durante el tratamiento en curso	✓
indicador de llenado del contenedor	✓
modo dedicado de vaciar el contenedor del líquido	✓
independientes tomas de electrodos para electroterapia	✓

Parámetros técnicos de terapia al vacío

frecuencia de pulso de onda de vacío	6, 12, 20, 40, 60 imp/min
presión negativa	maks 500 mbar/hPa
espectro de regulación de la presión negativa	100 - 500 mbar, step 40 mbar
número de ventosas	4

Parámetros técnicos generales

dimensiones	30 x 26 x 12 cm
peso de la unidad	3,5 kg
suministro de energía, consumo de energía	230 V, 50 Hz, 20 W, 40 VA