



# Cabezal de ultrasonido GS-1cm2 / 1 MHz y 3,5 MHz

Terapia de ultrasonido



## Característica

|  |                |
|--|----------------|
| código de producto   | A-AS-AST-GS1WH |
| cabezales resistentes al agua  | ✓              |
| emisión continua / de impulso  | ✓              |
| control de contacto del cabezal de ultrasonido (medición del tiempo de tratamiento efectivo) | ✓              |
| calibración de sensibilidad de cabezal según las necesidades                                 | ✓              |

## Parámetros técnicos de terapia de ultrasonido

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| frecuencia de trabajo      | 1 y 3,5 Mhz       |
| área de radiación efectiva | 1 cm <sup>2</sup> |

## Parámetros técnicos generales

|   |                     |
|---|---------------------|
| dimensiones del accesorio sin cable de conexión | 5,5 x 3,7 x 18,4 cm |
| peso  | 0,8 kg              |

## Coopera con

|           |   |
|-----------|---|
| Sonaris S | ✓ |
| PHG 200A  | ✓ |
| PHG 300A  | ✓ |
| PHG 601C  | ✓ |
| PHG 701C  | ✓ |
| PHG 701I  | ✓ |