



Cabezal de ultrasonido GS-4cm2 / 1MHz y 3,5 MHz

Terapia de ultrasonido



Característica

código de producto	A-AS-AST-GS4WH
cabezales resistentes al agua	✓
emisión continua / de impulso	✓
control de contacto del cabezal de ultrasonido (medición del tiempo de tratamiento efectivo)	✓
calibración de sensibilidad de cabezal según las necesidades	✓

Parámetros técnicos de terapia de ultrasonido

frecuencia de trabajo	1 y 3,5 Mhz
área de radiación efectiva	4 cm ²

Parámetros técnicos generales

dimensiones del accesorio sin cable de conexión	5,0 x 3,7 x 18,4 cm
peso	0,8 kg

Coopera con

Sonaris S	✓
PHG 200A	✓
PHG 300A	✓
PHG 601C	✓
PHG 701C	✓
PHG 701I	✓