



# Aplicador láser clúster CL1800

Terapia láser



## Característica

|                                                                                                                                         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| código de producto                                                                                                                      | A-AL-AST-CL1800WH |
| indicador de señalización de operación                                                                                                  | ✓                 |
| posibilidad de seleccionar diferentes modos de trabajo: clúster R 5 x 40 mW, clúster IR 4 x 400 mW, clúster R+IR 5 x 40 mW + 4 x 400 mW | ✓                 |

## Parámetros técnicos de terapia láser

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| longitud de onda | 4x 808 nm y 5x 660 nm |
| potencia máxima  | 4x 400 mW y 5x 40 mW  |

## Parámetros técnicos generales

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| dimensiones del accesorio sin cable de conexión | 6,2 x 6,8 x 22,5 cm |
| peso                                            | 0.5 kg              |

## Coopera con

|                     |   |
|---------------------|---|
| Polaris 2           | ✓ |
| Etius LM            | ✓ |
| Etius ULM           | ✓ |
| Polaris HP S        | ✓ |
| Polaris HP M        | ✓ |
| PHG 400C            | ✓ |
| PHG 500I            | ✓ |
| PHG 601C            | ✓ |
| PHG 701C            | ✓ |
| PHG 701I            | ✓ |
| PhysioGo.Lite LASER | ✓ |