



Aplicador de solenoide CS60

Magnetoterapia



Característica

código de producto	A-AG-AST-CS60A
indicador visual de la actividad de campo magnético en forma de iluminador	✓
indicador sensorial de la actividad de campo magnético en forma de correas magnéticas	✓

Parámetros técnicos de magnetoterapia

inducción máxima en el centro geométrico del aplicador:	4 mT
inducción máxima de campo magnético	6 mT
valor máximo de cambio de inducción	12 mT

Parámetros técnicos generales

dimensiones del accesorio sin cable de conexión	Ø 68,2 x 24,2 cm
peso	16 kg (Al) / 22 kg (Cu)

Coopera con

PMG 815	✓
PMG 825	✓
PMG 827	✓