



Aplicador de placas CPEP

Magnetoterapia



Característica

código de producto	A-AG-AST-CPEP	
aplicadores con enganche cómodo a través de correas y cintas Velcro		✓
indicador sensorial de la actividad de campo magnético en forma de correas magnéticas		✓

Parámetros técnicos de magnetoterapia

inducción máxima en el centro geométrico del aplicador:	25 mT
inducción máxima de campo magnético	50 mT
valor máximo de cambio de inducción	100 mT

Parámetros técnicos generales

dimensiones del accesorio sin cable de conexión	10,0 x 5,5 x 15,0 cm
peso	2,2 kg

Coopera con

PMG 825	✓
PMG 827	✓