



Aplicador de placas CP

Magnetoterapia



Característica

código de producto	A-AG-AST-CPV2
indicador visual de la actividad de campo magnético en forma de iluminador	✓
indicador sensorial de la actividad de campo magnético en forma de correas magnéticas	✓
sistema de tracción con frenos	✓

Parámetros técnicos de magnetoterapia

inducción máxima en el centro geométrico del aplicador:	3 mT
inducción máxima de campo magnético	12,5 mT
valor máximo de cambio de inducción	25 mT

Parámetros técnicos generales

dimensiones del accesorio sin cable de conexión	20,0 x 6,9 x 15,0 cm
superficie de la base del soporte	65,0 x 75,0 cm
regulación de la altura del soporte	40,0 – 110,0 cm
ángulo de regulación de rotación del aplicador	150°
peso	5,5 kg
peso con el soporte	29 kg

Coopera con

PMG 815	✓
PMG 825	✓
PMG 827	✓