



# Camilla de campo magnético

Magnetoterapia



## Característica

código de producto	A-AG-AST-LE-CS
compatibilidad con los dispositivos / accesorios ASTAR	✓
regulación de la altura de las repisas (segunda, tercera y para los aplicadores CPEP)	✓
reposacabezas reemplazable	✓

## Parámetros técnicos generales

capacidad de carga de la camilla	hasta 135 kg
capacidad de carga de la repisa para el dispositivo	max 8 kg
capacidad de carga de la repisa para los aplicadores CPEP	max 3 kg
dimensiones de la repisa para el dispositivo	37,0 x 36,0 cm
capacidad de carga de la repisa para los aplicadores CPEP	31,0 x 20,0 cm
dimensiones de la camilla	214,2 x 53,2 x 118,3 cm
peso	47 kg

## Dedicado a

PMG 815	✓
PMG 825	✓
PMG 827	✓
aplicador de solenoide CS75	✓
aplicador de solenoide CS60	✓