



# Lumina

## Fototerapia



### Característica

código de producto	A-UO-A-AST-LUMINAV5PS
modo manual	✓
canales de tratamiento independientes	1

### Fototerapia

regulación del brillo de la iluminación	✓
demonstración de brillo o de duración	✓
aplicación fácil de filtros (rojo o azul)	✓
malla de protección del filtro	✓
soporte móvil (4 ruedas)	✓
base de mesa	✓
regulación de la altura del soporte	✓
regulación del ángulo de inclinación del tubo de la lámpara	✓
enfriamiento forzoso del tubo	✓

### Parámetros técnicos de fototerapia

intensidad de luz de bombilla	10 - 99%
potencia máxima de la bombilla	375 W
consumo de energía	max 450 W
temporizador de tratamiento	1 - 30 minutos

### Parámetros técnicos generales

altura del dispositivo	min. 1,2 m, max 1,9 m
dimensiones de la base de lámpara (AxL)	max 0,5 x 0,6 m
dimensiones de la base de mesa con la lámpara (AxLxA)	30,0 x 31,5 x 6,0 cm
dimensiones de la base de mesa (sin lámpara) (AxLxA)	30,0 x 39,0 x 41,0 cm
peso de la base de mesa con lámpara	13,7 kg
peso de la base de mesa con lámpara	5,5 kg
suministro de energía, consumo de energía	230 V, 50/60 Hz, 450 W