



Cabezal de ultrasonido GU-1 cm² / 1; 3 MHz

Terapia de ultrasonido



Característica

código de producto	A-AS-AST-GU1
modo LIPUS	✓
resistente al agua (nivel de protección IPX7)	✓
emisión continua / pulsada	✓
control del contacto del cabezal (tiempo de tratamiento efectivo medido)	✓
control de temperatura de cabezales de ultrasonido	✓
calibración de la sensibilidad del cabezal según sea necesario	✓

Parámetros técnicos de terapia de ultrasonido

frecuencia de funcionamiento	1 MHz, 3 MHz
frecuencia de funcionamiento en modo alterno	1/3 MHz (cambio cada 8 seg.)
frecuencia de funcionamiento en modo LIPUS	1 MHz
área total del frente del cabezal	1 cm ²
área efectiva de radiación del cabezal	0,7 cm ²

Parámetros técnicos generales

dimensiones del accesorio sin cable de conexión	5,5 x 3,7 x 18,4 cm
peso	0,5 kg

Coopera con

PhysioGo.Lite SONO	✓
--------------------	---