

Tecaris

Terapia TECAR



Característica

código de producto	A-UT-AST-TCM
pantalla de color con un panel táctil	7"
canales de tratamiento independientes	1
estadísticas de tratamientos realizados	✓
mando de regulación / ajuste de parámetros	✓
tecla STAND BY/CHANGE - permite seleccionar parámetros para editar sin tocar la pantalla del dispositivo	✓

Terapia TECAR

tres modos de funcionamiento	
capacitivo - CAP	✓
resistivo - RES	✓
IASTM - funcionamiento con herramientas dedicadas para la terapia de tejidos blandos (Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization – IASTM)	✓
cuatro frecuencias operativas: permiten la estimulación de tejidos ubicados a diferentes profundidades	✓
dos rangos de ajuste del nivel de potencia del dispositivo: permiten una selección muy precisa del nivel de energía suministrado al cuerpo del paciente durante la terapia	✓
indicador del nivel de contacto del electrodo con el cuerpo del paciente (impedancia del paciente medida durante todo el tratamiento)	✓
AM - modulación de la corriente en el circuito del paciente	✓
medición del tiempo efectivo de tratamiento (tiempo de operación medido en pleno contacto con el cuerpo del paciente)	✓
medición del tiempo total de tratamiento	✓
dos tipos de aplicadores para electrodos activos:	
angular	✓
recto (opcional)	✓
amplia gama de electrodos capacitivos y resistivos	✓
aplicador IASTM KISS (opcional)	✓
3 tipos de electrodos pasivos:	
plano, 32x23 cm	✓
plano 24x16 cm (opcional)	✓
cilíndrico (opcional)	✓

Parámetros técnicos de terapia TECAR

Parámetros técnicos generales

frecuencia de la señal de salida	300 kHz, 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz	dimensiones	36,1 x 30,4 x 15,1 cm
rangos de regulación del nivel de potencia	0-30 % paso 1 %, 0 – 100 % paso 4 %	peso de dispositivo	6,5 kg
temporizador de tratamiento	1-60 minutos, paso 1 minuto	alimentación, consumo de energía	230 V ±10%, 50/60 Hz, opcional: 120 V ± 6 % 50/60 Hz